

検体管理関連総合カタログ2020 Vlo.3.3 変更内容のご案内

(2020年5月1日改定)

二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス (P.7)

【価格変更】

商品コード	品名	容量	旧価格	新価格
WBKCB-IT100	二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス(10×10・1.5mL、2.0mLアウターキャップチューブ用)	10個入	12,000	13,200
WBKCB-IT100-5	二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス(10×10・1.5mL、2.0mLアウターキャップチューブ用)	10個入×5	-	60,000
WBKCB-IT196XS	二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス(14×14・0.7mLアウターキャップチューブ用)	10個入	13,000	14,300
WBKCB-IT196XS-5	二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス(14×14・0.7mLアウターキャップチューブ用)	10個入×5	-	65,000
WBKCB-IT196M	二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス(14×14・1.0mLアウターキャップチューブ用)	10個入	13,000	14,300
WBKCB-IT196M-5	二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス(14×14・1.0mLアウターキャップチューブ用)	10個入×5	-	65,000

二次元バーコード付サンプルチューブ (P.13～15)

【型番変更/価格変更】

(商品コード：WBxx-xxxx-xxx-5 の5個入りの商品を設定しました)

旧商品コード	新商品コード	品名	容量	旧価格	新価格
WB68-0320-11S	WB68-0320-51S	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	96本×10ラック	81,000	89,100
-	WB68-0320-51S-5	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	96本×10ラック×5	-	405,000
WB68-0320-11N	WB68-0320-51N	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	96本×10ラック	75,000	82,500
-	WB68-0320-51N-5	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	96本×10ラック×5	-	375,000
WB68-0720-11S	WB68-0720-51S	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	96本×10ラック	81,000	89,100
-	WB68-0720-51S-5	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	96本×10ラック×5	-	405,000
WB68-0720-11N	WB68-0720-51N	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	96本×10ラック	75,000	82,500
-	WB68-0720-51N-5	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	96本×10ラック×5	-	375,000
WB68-1020-11S	WB68-1020-51S	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	96本×10ラック	81,000	89,100
-	WB68-1020-51S-5	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	96本×10ラック×5	-	405,000
WB68-1020-11N	WB68-1020-51N	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	96本×10ラック	75,000	82,500
-	WB68-1020-51N-5	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	96本×10ラック×5	-	375,000
WB66-1520-11S	WB66-1520-51S	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	48本×10ラック	50,400	55,440
-	WB66-1520-51S-5	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	48本×10ラック×5	-	252,000
WB66-1520-11N	WB66-1520-51N	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	48本×10ラック	43,200	47,520
-	WB66-1520-51N-5	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	48本×10ラック×5	-	216,000
WB66-2020-11S	WB66-2020-51S	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	48本×10ラック	50,400	55,440
-	WB66-2020-51S-5	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	48本×10ラック×5	-	252,000
WB66-2020-11N	WB66-2020-51N	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	48本×10ラック	43,200	47,520
-	WB66-2020-51N-5	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	48本×10ラック×5	-	216,000
WB66-4020-11S	WB66-4020-51S	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	48本×10ラック	75,900	83,490
-	WB66-4020-51S-5	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	48本×10ラック×5	-	379,500
WB66-4020-11N	WB66-4020-51N	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	48本×10ラック	69,300	76,230
-	WB66-4020-51N-5	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	48本×10ラック×5	-	346,500
WB64-6002-11S	WB64-6002-51S	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・ラック入・滅菌済)	24本×10ラック	47,800	52,580
-	WB64-6002-51S-5	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・ラック入・滅菌済)	24本×10ラック×5	-	239,000
WB64-6002-11N	WB64-6002-51N	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・ラック入・未滅菌)	24本×10ラック	41,200	45,320
-	WB64-6002-51N-5	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・ラック入・未滅菌)	24本×10ラック×5	-	206,000
WB64-10020-11S	WB64-10020-51S	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	24本×10ラック	55,500	61,050
-	WB64-10020-51S-5	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・滅菌済)	24本×10ラック×5	-	277,500
WB64-10020-11N	WB64-10020-51N	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	24本×10ラック	49,100	54,010
-	WB64-10020-51N-5	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・ラック入・未滅菌)	24本×10ラック×5	-	245,500
WB68-0399-41S	WB68-0399-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.3mL用・滅菌済	10個入	15,400	16,940
-	WB68-0399-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.3mL用・滅菌済	50個入	-	77,000
WB68-0399-41N	WB68-0399-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.3mL用・未滅菌	10個入	9,400	10,340
-	WB68-0399-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.3mL用・未滅菌	50個入	-	47,000
WB68-0799-41S	WB68-0799-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.7mL用・滅菌済	10個入	15,400	16,940
-	WB68-0799-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.7mL用・滅菌済	50個入	-	77,000
WB68-0799-41N	WB68-0799-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.7mL用・未滅菌	10個入	9,400	10,340
-	WB68-0799-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 0.7mL用・未滅菌	50個入	-	47,000
WB68-1020-41S	WB68-1020-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 1.0mL用・滅菌済 ※一体型ジャケットチューブ用	10個入	15,400	16,940
-	WB68-1020-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 1.0mL用・滅菌済 ※一体型ジャケットチューブ用	50個入	-	77,000
WB68-1020-41N	WB68-1020-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 1.0mL用・未滅菌 ※一体型ジャケットチューブ用	10個入	9,400	10,340
-	WB68-1020-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 1.0mL用・未滅菌 ※一体型ジャケットチューブ用	50個入	-	47,000
WB66-2099-41S	WB66-2099-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 2.0mL用・滅菌済	10個入	14,400	15,840
-	WB66-2099-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 2.0mL用・滅菌済	50個入	-	72,000
WB66-2099-41N	WB66-2099-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 2.0mL用・未滅菌	10個入	8,400	9,240
-	WB66-2099-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 2.0mL用・未滅菌	50個入	-	42,000
WB64-3099-41S	WB64-3099-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 3.0mL用・滅菌済	10個入	14,400	15,840
-	WB64-3099-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 3.0mL用・滅菌済	50個入	-	72,000
WB64-3099-41N	WB64-3099-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 3.0mL用・未滅菌	10個入	8,400	9,240
-	WB64-3099-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 3.0mL用・未滅菌	50個入	-	42,000

旧商品コード	新商品コード	品名	容量	旧価格	新価格
WB66-4099-41S	WB66-4099-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 4.0mL用・滅菌済	10個入	14,400	15,840
-	WB66-4099-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 4.0mL用・滅菌済	50個入	-	72,000
WB66-4099-41N	WB66-4099-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 4.0mL用・未滅菌	10個入	8,400	9,240
-	WB66-4099-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 4.0mL用・未滅菌	50個入	-	42,000
WB64-6099-41S	WB64-6099-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 6.0mL用・滅菌済	10個入	14,400	15,840
-	WB64-6099-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 6.0mL用・滅菌済	50個入	-	72,000
WB64-6099-41N	WB64-6099-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 6.0mL用・未滅菌	10個入	8,400	9,240
-	WB64-6099-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 6.0mL用・未滅菌	50個入	-	42,000
WB64-10099-41S	WB64-10099-52S	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 10.0mL用・滅菌済	10個入	14,400	15,840
-	WB64-10099-52S-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 10.0mL用・滅菌済	50個入	-	72,000
WB64-10099-41N	WB64-10099-52N	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 10.0mL用・未滅菌	10個入	8,400	9,240
-	WB64-10099-52N-5	チューブ用ラック(一次元バーコード付き) 10.0mL用・未滅菌	50個入	-	42,000

【価格変更】
(商品コード：WBxx-xxxx-xxx-5 の5個入りの商品を設定しました)

商品コード	品名	容量	旧価格	新価格
WB68-0320-10S	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	960本/バッグ	75,000	82,500
WB68-0320-10S-5	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	960本/バッグ×5	-	375,000
WB68-0320-10N	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	960本/バッグ	69,000	75,900
WB68-0320-10N-5	0.3mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	960本/バッグ×5	-	345,000
WB68-0720-10S	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	960本/バッグ	75,000	82,500
WB68-0720-10S-5	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	960本/バッグ×5	-	375,000
WB68-0720-10N	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	960本/バッグ	69,000	75,900
WB68-0720-10N-5	0.7mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	960本/バッグ×5	-	345,000
WB68-1020-10S	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	960本/バッグ	75,000	82,500
WB68-1020-10S-5	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	960本/バッグ×5	-	375,000
WB68-1020-10N	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	960本/バッグ	69,000	75,900
WB68-1020-10N-5	1.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	960本/バッグ×5	-	345,000
WB66-1520-10S	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	480本/バッグ	40,800	44,880
WB66-1520-10S-5	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	480本/バッグ×5	-	204,000
WB66-1520-10N	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	480本/バッグ	33,600	36,960
WB66-1520-10N-5	1.5mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	480本/バッグ×5	-	168,000
WB66-2020-10S	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	480本/バッグ	40,800	44,880
WB66-2020-10S-5	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	480本/バッグ×5	-	204,000
WB66-2020-10N	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	480本/バッグ	33,600	36,960
WB66-2020-10N-5	2.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	480本/バッグ×5	-	168,000
WB64-3000-10S	3.0mL二次元バーコード付チューブ (バッグ入・滅菌済)	240本/バッグ	40,400	44,440
WB64-3000-10S-5	3.0mL二次元バーコード付チューブ (バッグ入・滅菌済)	240本/バッグ×5	-	202,000
WB64-3000-10N	3.0mL二次元バーコード付チューブ (バッグ入・未滅菌)	240本/バッグ	33,200	36,520
WB64-3000-10N-5	3.0mL二次元バーコード付チューブ (バッグ入・未滅菌)	240本/バッグ×5	-	166,000
WB66-4020-10S	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	480本/バッグ	69,300	76,230
WB66-4020-10S-5	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	480本/バッグ×5	-	346,500
WB66-4020-10N	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	480本/バッグ	62,700	68,970
WB66-4020-10N-5	4.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	480本/バッグ×5	-	313,500
WB64-6002-10S	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・バッグ入・滅菌済)	240本/バッグ	41,200	45,320
WB64-6002-10S-5	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・バッグ入・滅菌済)	240本/バッグ×5	-	206,000
WB64-6002-10N	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・バッグ入・未滅菌)	240本/バッグ	34,600	38,060
WB64-6002-10N-5	6.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケット・バッグ入・未滅菌)	240本/バッグ×5	-	173,000
WB64-10020-10S	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	240本/バッグ	49,100	54,010
WB64-10020-10S-5	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・滅菌済)	240本/バッグ×5	-	245,500
WB64-10020-10N	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	240本/バッグ	42,500	46,750
WB64-10020-10N-5	10.0mL二次元バーコード付チューブ (一体型ジャケット・バッグ入・未滅菌)	240本/バッグ×5	-	212,500

【販売終了】

商品コード	品名
WB68-0700-11S	0.7mL二次元バーコード付チューブ (ジャケットなし・ラック入・滅菌済)
WB68-0700-11N	0.7mL二次元バーコード付チューブ (ジャケットなし・ラック入・未滅菌)
WB68-0700-10S	0.7mL二次元バーコード付チューブ (ジャケットなし・バッグ入・滅菌済)
WB68-0700-10N	0.7mL二次元バーコード付チューブ (ジャケットなし・バッグ入・未滅菌)
WB68-1000-11S	1.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケットなし・ラック入・滅菌済)
WB68-1000-11N	1.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケットなし・ラック入・未滅菌)
WB68-1000-10S	1.0mL二次元バーコード付チューブ (ジャケットなし・バッグ入・滅菌済)

Sample Management CATALOG

検体管理関連総合カタログ


2020

VOL.3.3



ワケンビーテック株式会社

検体管理の中核となるのが、管理ソフトウェアです。単なる検体の所在管理・履歴管理にとどまらず、業務ワークフローの効率化や集中管理を推進するには、優れた機能と幅広い多様性をもったソフトウェアの選定が何よりも重要です。



検体管理ソフトウェア SampleConductor Pro

サンプル情報を運用形態にあわせ効率的に管理するソフトウェア。様々な機器との連携や自動ラベル印刷機能など、ラボスケールからバイオバンク運営までをサポートします。

SampleConductor^{JP}

Sample Identification

検体識別技術

化合物や組織、血液、細胞など、検体は様々な用途と温度帯で保存されます。いかにして検体の品質を落とさず、効率的に検体を識別するかは非常に重要な課題です。規模や用途に応じ、様々な検体識別方法を提案いたします。



ラボ用検体ラベル



二次元バーコード付チューブ



非接触RFIDタグ

Auto Labeling and Apply

自動ラベル印刷・アプライ

検体を識別するラベルは、必要な情報が適切に印刷され、確実に貼付されることでその役目を果たします。チューブサンプルにとどまらず、様々な検体へのラベル印刷と貼付処理を自動化できるソリューションを提案いたします。



チューブ連続自動処理タイプ



チューブ半自動処理タイプ

Tube De-capping and Capping

キャップ自動開栓・閉栓

デリバリーされたチューブサンプルは、開栓され後工程で用いられます。サンプル容量の少量化に伴い、キャップの開栓または閉栓処理は大きな課題となりつつあります。弊社では様々な種類に対応する自動開栓・閉栓ソリューションを提案いたします。



スクリーキャップ 全自動処理タイプ




スクリーキャップ 半自動処理タイプ

検体管理ソフトウェア SampleConductor Pro

ラボスケールから施設全体まで、研究用検体の一元管理を支援します!


SampleConductor Proは、ユーザーのニーズから生まれた使いやすいインターフェースと運用にマッチする様々な支援機能で、面倒な検体管理をサポートするソフトウェアです。検体ラベル連続印刷、二次元バーコード付チューブやRFIDタグ対応、研究ワークフロー支援にも対応する機能を搭載しています。

[illegible]


[サンプル情報](#) [詳細画面](#)



サンプル情報画面



画像画面




アドレス(保管場所)画面



操作履歷畫面

柔軟に使用できる拡張フィールド

任意に定義できるフィールドを最大50項目まで設定可能。自由入力のほか、選択肢(プルダウンメニュー)、日付、ファイルパス入力の4種類から選択できます。



すべての操作履歴を管理するトレーサブル環境

サンプル情報はすべて時系列にて、操作履歴が保存されます。対象のサンプルに対していつ、誰が操作を行ったのかを確実に管理します。

ワークリスト出力

収納・取出処理では、対象サンプルを登録しワークリストを印刷出力できます。作業後はバーコード読取で完了処理が行えます。印刷はA4用紙のほか、処理に便利なレシートプリンター(オプション)に対応しています。



レシートプリンターによるワークリスト出力


入力を効率化するウィザード画面

サンプル情報登録時に、入力項目の組み合わせでサンプルIDを自動生成し、入力ミス防止と効率化が図れます。一度に同じ内容のサンプルを一括登録することもできます。



パワフルなラベル印刷機能

ラベルは一覧表示から右クリックで複数サンプルを一括印刷可能。ラベルはCODESOFTエンジンを使用し、任意のデータ項目から自由自在にレイアウトができます。ラベルデザインはサンプルと紐付けて管理される他、任意のデザインを何種類でも作成・管理できます。



ラベルデザイン例(BMP51用 M-124-490ラベル)


幅広い種類のサンプル容器ラベル

実績あるBRADY社の液体窒素(-196℃)耐性ラベル・プリンターを採用。様々な用途・形状やサイズに対応するラベルをご用意しています。




ステータス管理

収納中・取出中といった基本ステータスのほか、「実験中」や「返却済」など、ユーザーの運用形態に応じて、任意ステータスを10個まで登録できます。サンプル一覧表示ではステータス別に色分けされ、簡単に表示を絞り込むことができます。




グループ・ユーザー管理

研究室・部署別に自由にグループを設定でき、IDとパスワードによりログイン認証されます。登録サンプルは所属するグループに所有権が設定され、他のグループから不可視となります。



ストレージ管理

サンプルの一次保存・長期保存を行うフリーザーや液体窒素保存容器は、デザイン画面を使用して3階層まで自由にレイアウトが可能です。



数量管理

サンプルの登録数・残数を一覧画面で確認できます。残数はステータス遷移に応じて自動計算させることが可能です。

マスター管理機能

患者情報やサンプル情報のベースとなる情報をマスターとして管理できます。マスター情報はサンプル情報と関連付けて管理することができ、サンプル登録時にマスター情報を引用することができます。

二次元バーコード付チューブに対応

底面に二次元バーコード刻印チューブの管理にも対応しています。二次元バーコードスキャナーを使用すれば、ラック単位にスキャン読取による情報取得を行い、収納・取出・並べ替え処理に活用できます。

マルチクライアント対応(オプション)

マルチライセンスキットを導入すれば、同一ネットワーク上の複数台のクライアントPC (Windows OS) から同時アクセスが可能です。

Webブラウザによるアクセス(オプション)

Webサーバーキットを用いて、Internet ExplorerなどのWebブラウザからサンプル情報の登録・検索・ワークリスト追加などの作業が行えます。PC以外にもスマートフォンやタブレット端末からのアクセスも可能です。

上位システムや装置などとの連携(オプション)

データ送受信が可能な外部機器との連携が可能です。LIMSや分注装置、プレートリーダー、PCR、シーケンサー、LC/MSなどの計測装置とのデータ連携や、チューブやマイクロプレートの自動ラベルプリント・アプライ装置の自動制御も可能です。

その他の機能

- 世代別データバックアップ機能
- CSVデータのインポート・エクスポート機能
- XMLによる自動インポート機能
- サンプルレポート出力

二次元バーコード付チューブを用いた運用



二次元バーコード付チューブ
(様々な種類があります)



二次元バーコードスキャナー
を用いてスキャン実行




ラック内位置情報とバーコード
情報を取得しデータ化



サンプルの収納・取出や
自動並べ替え処理


Webサーバーキット画面例



サンプル検索画面



サンプル情報画面



ワークリスト画面

カタログ番号	品 名	価格 (円)	備 考
SC-PRO*	SampleConductor Pro 検体管理ソフトウェア	980,000	制御ノートPCセット
CS2015W-U*	CODESOFT2015 Win ラベルデザインソフトウェア	138,000	ラベル印字デザインソフト
SC-ML1	追加ライセンス(1端末)	80,000	追加1台のPCにインストール可能
SC-ML5	マルチライセンスキット(5端末)	360,000	5台までPCにインストール可能
SC-ML10	マルチライセンスキット(10端末)	お問い合わせ	10台までPCにインストール可能
SC-MLS	マルチライセンスキット(無制限)	お問い合わせ	インストール可能なPCの台数制限なし
SC-WSK	Webサーバーキット	240,000~	Webブラウザから検体情報確認
SC-RPS*	レシートプリンターシステム	180,000	レシートプリンター、サーマル紙10巻付属
P-112-30S	サーマル紙ロール(長期保管用紙) 10巻	15,000	常温にて10年間印字維持保証
BMP51	BMP51ラベルプリンター	148,000	
BMP71*	BMP71ラベルプリンター	148,000	
BBP12	BBP12ラベルプリンター	148,000	LAN接続対応
M611+BWS	M611ラベルプリンター (BRADY WORKSTATION付属)	オープン	無線LAN接続対応
IT1900HD-USB*	一次元・二次元バーコードリーダー (USB接続)	84,000	
IT1900-HFS*	IT1900用ハンズフリースタンド	12,000	
IT1902HD-BTS	一次元・二次元バーコードリーダー (Bluetooth接続)	186,000	充電用ベーススタンド付属
BE-01S	BULL's-EYE 一次元・二次元バーコードリーダー	160,000	

★基本パッケージ構成推奨品



IT1900HD-USB
(ハンズフリースタンド付)



BMP51 ラベルプリンター



レシートプリンター
(USB接続)



BBP12 ラベルプリンター



BULL's-EYE
一次元・二次元バーコードリーダー



BMP71 ラベルプリンター



M611 ラベルプリンター



CODESOFT2015
ラベルデザインソフトウェア

一次元・二次元バーコードリーダー（ハンディタイプ）

ドライバー不要、高速・高精度読み取りを保証します

- ドライバーソフトウェア不要で、USBポートに挿すだけで使用できます
- DataMatrix形式をはじめとする二次元バーコードだけでなく、一次元バーコード読み取りも可能です
- 5mm角の小さな二次元バーコードも高速かつ正確に読み取ります
- 無線のBluetoothタイプもご用意しています
- ハンズフリースタンドを使用すれば据え置きとして利用でき、バーコードをかざすだけで読み取りができます

カタログ番号	品 名	価格 (円)
IT1900HD-USB	一次元・二次元バーコードリーダー (USB接続)	84,000
IT1902HD-BTS	一次元・二次元バーコードリーダー (Bluetooth接続)※	186,000
IT1900-HFS	IT1900用ハンズフリースタンド	12,000

※ 通信・充電用ベーススタンドが付属します



ハンズフリースタンド使用例

BULL's-EYE 一次元・二次元バーコードリーダー

二次元バーコードをかざすだけで高速読み取りを実現

- ドライバーソフトウェア不要で、USBポートに挿すだけで使用できます
- チューブ底面をかざすだけで読み取りでき、5mm角の小さなバーコードでも正確に読み取ります
- 読み取り成功時にはBeep音で知らせます
- 手に持たず使用できるため、連続処理に適しています

カタログ番号	品 名	価格 (円)
BE-01S	BULL's-EYE 一次元・二次元バーコードリーダー	160,000



CryoCeps クライオチューブ・グリッパー

簡単に凍結チューブを掴める便利アイテム

- 樹脂製のグリッパーで、クライオチューブを簡単に掴めます
- 低温やけどやサンプルが暖まるリスクがなく、コンタミや感染防止にも寄与します



カタログ番号	品 名	カラー	価格 (円)
BCS-213	CryoCeps クライオチューブ・グリッパー (2本入)	1色※	6,000
BCS-213MC	CryoCeps クライオチューブ・グリッパー (5本入)	5色※※	9,500

※ 5色の中から選んでお送りします (色指定はできません)

※※ グリーン、パープル、ピンク、オレンジ、ブルー 各1色

二次元バーコード付チューブ対応フリーズボックス

二次元バーコードスキャナー対応と高い収納効率

- 二次元バーコード付チューブ対応のフリーズボックスです
- 二次元バーコードスキャナーに対応、一括スキャンが可能です
- 2mLチューブ用は100本、0.7mL/1.0mLチューブ用は196本のチューブが収納可能です
- ご希望に応じ容器側面に識別ラベルを貼っての供給もできます
- 外寸法: 136.2×136.2mm (高さは下表参照)



底面から二次元バーコードの読取が可能

カタログ番号	品 名	価格(円)
WBKCB-IT100	10×10フリーズボックス 10個入 (二次元バーコード対応・1.5mL, 2.0mLチューブ用) 高さ:48.2mm	12,000
WBKCB-IT196XS	14×14フリーズボックス 10個入 (二次元バーコード対応・0.7mLチューブ用) 高さ:34.1mm	13,000
WBKCB-IT196M	14×14フリーズボックス 10個入 (二次元バーコード対応・1.0mLチューブ用) 高さ:46.8mm	13,000



凍結保存用ヒンジ付フリーズボックス

フタを外さずチューブが出し入れできるアイデア商品

- ヒンジ付の一体構造になっており、開閉時にフタを取り外す必要がありません
- ボックス表面は防水加工済みで耐久性に優れています
- チューブの仕切り板はプラスチック製で頑丈です
- 81本用は6色のカラーバリエーションがあります
- フタ裏面にはサンプル情報を記載できるレイアウト図があり、取り違え防止に貢献します
- 外寸法: 133×133×51mm (突起部除く)
(太陽日酸・テイラーワートン・MVE用ラックに適合確認済み)



5個入			50個入			カラー	収納本数	LN ₂ 抜き穴
カタログ番号	価格(円)	単価(円)	カタログ番号	価格(円)	単価(円)			
BCS-206	6,500	1,300	BCS-207	58,000	1,160	白	9×9 (81本)	×
BCS-206B			BCS-207B			青		
BCS-206G			BCS-207G			緑		
BCS-206O			BCS-207O			オレンジ		
BCS-206P			BCS-207P			紫		
BCS-206PK			BCS-207PK			ピンク		
BCS-217G	7,200	1,440	BCS-221G	66,000	1,320	緑	9×9 (81本)	○
BCS-217P			BCS-221P			紫		
BCS-209G	7,200	1,440	BCS-220G	66,000	1,320	緑	10×10 (100本)	×
BCS-209P			BCS-220P			紫		


搬送容器

CryoHandy 生体試料搬送容器 (小型ドライシッパー)

持ち運びが簡単な小型ドライシッパー

- 液体窒素を使用し、小型ながら -150°C 以下を4時間維持できます
- 温度表示機能を搭載しています。3分間で自動でオフになるオートパワーオフ機能付き
- アルコール消毒が可能で、細胞加工施設 (CPC/CPF) や病院・クリニックでの使用に最適です
- 1~2mLのチューブサンプルを8本収納できます

-150℃ 以下維持時間 (平均, n=5)



カタログ番号	品 名	価格 (円)
M7CRHD000	CryoHandy 生体試料搬送容器	142,000



チューブサンプルの配置



フタ上面の温度表示機能

CryoPod Carrier ポータブルLN₂サンプルキャリアー

サンプル整理や短時間搬送に最適なキャリアー

- フリーズボックスを1個またはSBSラックを2個収納可能
- 簡単に開閉できるマグネット式フタを採用
- フタをした状態で、 -150°C 以下の温度を4時間以上維持可能
- LN₂自動充填ステーションを使用すれば、安全・確実に液体窒素を充填
- デジタル温度表示、2段階のアラーム設定が可能
- 温度データは本体メモリに記録、USB経由で取り出し可能

カタログ番号	品 名	価格 (円)
243354-001	CryoPod Carrier	298,000
246000-001	LN ₂ 自動充填ステーション (CryoPod用)	お問い合わせ



BioT ULTトランスポーター

超低温環境を長時間維持する優れた搬送容器

- 粉碎ドライアイス5kgを用いて、容器内を -50°C 以下に維持することができます
- フタ開時8時間、フタ閉時24時間以上、 -50°C 以下の温度を保持
- サンプルの出入庫や整理、一時搬送に最適です
- 軽量で持ち運びも簡単、衝撃にも強く、堅牢な設計です
- アルコールなどを用いてクリーンアップが可能です
- 液体窒素に対応したモデルもあります (お問い合わせください)

カタログ番号	品 名	価格 (円)
AST-500D	BioT ULT トランスポーター	380,000



過酷な使用環境にも耐えうる、研究用途に最適なラベル印刷を

オフィス用、家庭用として販売されているラベルプリンター、ラベルはラボ用に比べ安価ですが、超低温環境や薬品類への耐性が保証されている訳ではありません。BRADY社のラボ用ラベルは、数々の試験結果に基づくデータシートを提供し、その性能を保証するラボ用ラベルです。

■ 最も実績のあるラボ向けプリンター

液体窒素(−196℃)からオートクレーブまでの幅広い温度耐性やキシレンなどの有機溶媒に対する耐性を保証します。

■ ラボ向け容器に対応する様々なラベル

ラボ用チューブやプレート、スライドガラスなど様々な実験用容器のサイズと用途に対応するラベルをご用意しています。

■ 単体使用とPC接続による印刷

BMP51、BMP71は、本体に液晶ディスプレイとキーボードを備えており、単体での印刷が可能。M611はスマートフォンから専用アプリを用いて印刷できます。

どの機種もPCと接続し、ソフトウェアからのラベル発行が可能です。

■ バーコード印刷

Code128やCode39といった一次元バーコードのほか、QR CodeやDataMatrixなどの二次元バーコードの印刷も可能です。※

■ 特注ラベル対応 (BBP12用のみ)

ご用途に応じた特殊サイズラベルの特注対応が可能です。

※ 二次元バーコード印刷にはラベルデザインソフトウェア(P.11掲載)が必要です。



手書きと専用ラベルではこんなに差があります



各種容器用ラベルと材質

種 類	スペック	特 長
B-490※ B-492※	材質：ポリエステル 耐熱：−196~160℃ 厚み：53.34 (B-490) 81 (B-492) μm	FreezerBondzラベル。 凍結面に貼付可能で、 厚みも薄くクライオサンプル に最適。
B-499	材質：ナイロン布 耐熱：−196~90℃※※ 厚み：166 μm	室温で貼った後、超低温 でも剥がれない。 様々な形状とサイズがある。
B-461 B-642	材質：ポリエステル 耐熱：−196~121℃ 厚み：48.3 μm	透明部分が印刷部分を カバーするオーバー ラミネートラベル。 薬品耐性が必要な場合に。
B-488	材質：ポリエステル 耐熱：−80~121℃ 厚み：91.4 μm	DMSOやキシレンなどへの 溶媒耐性があり、 スライドガラスなどの 平面貼り付けに最適。

※ 凍結面に貼る場合、ラベル同士が2-3mm以上重なるようオーバーラップしてください。

※※ 20分程度の短時間で、オートクレーブ(121℃)も可能です。



各種チューブ用



ストロー用



各種バイアル用



スライドガラス用



B-490/B-492ラベル
(FreezerBondz)



B-461/B-642ラベル
(オーバーラミネートラベル)



マイクロプレート用



遠心チューブ用

BMP51 ラベルプリンター

コンパクト、カートリッジ方式を採用した使いやすさ

- 300dpiの解像度で5mm角サイズの二次元バーコードも鮮明に印刷できます
- インクリボンとラベルが一体のカートリッジタイプで、セット・交換が簡単です
- キーボードと液晶パネルを搭載。単体でもPCからでも使用できます
- 従来モデルよりもコンパクト設計で狭い場所にも設置可能です

カタログ番号	品 名	価格(円)
BMP51	BMP51 ラベルプリンター	148,000



BMP71 ラベルプリンター

数多くのラベル種類に適応するスタンダードモデル

- 300dpiの解像度で5mm角サイズの二次元バーコードも鮮明に印刷できます
- 前モデルのPTLラベルにも適応し、数多くのラベル種類からご選択いただくことができます
- キーボードと液晶パネルを搭載、本体からでもPCからでも使用できます

カタログ番号	品 名	価格(円)
BMP71	BMP71 ラベルプリンター	148,000



BBP12 ラベルプリンター

PCからの連続印刷に適した安定性

- 300dpiの解像度で5mm角サイズの二次元バーコードも鮮明に印刷できます
- PC接続タイプで、USB・シリアル(RS232C)・パラレル(LPT)・LAN接続用ポートを備えています
- 50mm/秒の高速印刷で、定型ラベルの大量印刷に適しています
- 特注カスタムラベルを使用できます

カタログ番号	品 名	価格(円)
BBP12	BBP12 ラベルプリンター	148,000



M611 ラベルプリンター

Wi-Fi接続&バッテリー内蔵で置き場所に困らない

- 300dpiの解像度で5mm角サイズの二次元バーコードも鮮明に印刷できます
- PC接続タイプで、USB・Wi-Fi・Bluetooth接続が可能です
- 専用アプリを利用し、スマートフォン／タブレットから直接印刷できます
- ラベルデザインソフトウェア「BRADY WORKSTATION」付属
(本ソフトウェアはSampleConductor Proからの直接印字には非対応)

カタログ番号	品 名	価格(円)
M611+BWS	M611 ラベルプリンター (BRADY WORKSTATION付属)	オープン



CODESOFT2015 ソフトウェア

データベース連携や高度なレイアウト定義が可能

- データベース接続や上位ソフトウェアとの連携印刷など、業務システムへの組み込みや活用が可能です
- ラベルデザイン機能を省き、印刷機能のみに特化したRuntimeもご用意しています
- 70種類を超える多種多様な一次元・二次元バーコード変換に対応します

カタログ番号	品 名	価格(円)
CS2015W-U	CODESOFT2015 Win ラベルデザインソフトウェア	138,000
CS2015R-U	CODESOFT2015 Runtime ソフトウェア	89,000




BRADY WORKSTATION ソフトウェア

誰でも簡単に使えるデザインソフトウェア

- インストールされているBRADY社のラベルフォーマットを指定するだけで、簡単にラベルデザイン・印刷ができます
- EXCELファイルやデータベース接続による連携印刷も可能です
- BMP51・BMP71・M611はドライバー不要で使用できます
- LabelMark5(販売終了)のデータをインポートして使用できます
※インポート後は本ソフトウェア用のデータとして保存されます

カタログ番号	品 名	価格(円)
BWS	BRADY WORKSTATION ラベルデザインソフトウェア	29,800



ダイレクトサーマルタイプ(感熱方式)を採用した画期的な凍結保存用ラベル

超低温(−196℃)耐性があり、液体窒素液相下での長期保存も可能です。取り扱いや情報秘匿性に優れており、重要な情報を扱う施設などにも最適の製品です。

■ プリンターのインクリボン不要

インクリボン不使用。交換の手間がかからず、しかも経済的です。

■ 情報秘匿性に優れる

個人情報など、重要な情報の残ったインクリボンの廃棄に悩むことはありません。ラベルは感熱式のため、オートクレーブにかけるだけでラベル印字情報を消去できます。

■ ラベルデザインソフトウェア標準付属

Label Writer専用のラベルデザインソフトウェアが標準添付されており、本体とラベルだけですぐに使えます。



各種容器用ラベル(耐熱温度: −196~70℃)

DYMO社 ラベルライター 450 ターボ用

カタログ番号	種 類	枚数/巻	カラー	価格(円)
ED1F-030WH	チューブトップ用 9mm円形	2,000	白	10,700
EF1F-030_※	チューブトップ用 9mm円形		黄・赤・青・緑・オレンジ	10,700
EC1F-081WH	チューブ+チューブトップ用 26.4×12.7mm+9.5mm円形	500セット	白	11,300
EG1F-081_※	チューブ+チューブトップ用 26.4×12.7mm+9.5mm円形		黄・赤・青・緑・オレンジ・黄緑・紫 グレー・ベージュ・ブラウン	13,100
ED1F-079WH	チューブ+チューブトップ用 20×5mm+6.35mm円形	1,000セット	白	9,800
EC1F-076WH	チューブ+チューブトップ用 23.9×12.7mm+11.1mm円形	700セット	白	12,000
EF1F-076_※	チューブ+チューブトップ用 23.9×12.7mm+11.1mm円形		黄・赤・青・緑・オレンジ・ピンク	13,600
ED1F-070WH	チューブ用 25.4×25.4mm	750	白	9,600
EF1F-070GR	チューブ用 25.4×25.4mm		グレー	10,900
ED1F-060WH	チューブ用 87×14mm	350	白	8,300
ED1F-010WH	チューブ用 54×25.4mm	500	白	8,200
EF1F-010_※	チューブ用 54×25.4mm		黄・赤・青・緑・オレンジ・ピンク	9,200
ED1F-082WH	チューブ用 57×32mm	1,000	白	14,900
ED1F-075WH	マイクロプレート用 50.8×6.35mm	3枚セット×1,000	白	8,600
EF1F-075_※	マイクロプレート用 50.8×6.35mm		黄・赤・青・緑・オレンジ	9,700
ED1F-080WH	フリーズボックス用 38.1×19.05mm	750	白	9,000
ED1F-071WH	フリーズボックス用 45×20mm	500	白	7,800
ED1F-020WH	フリーズボックス用 82×29mm	350	白	8,300
EF1F-020_※	フリーズボックス用 82×29mm		黄・赤・青・緑・オレンジ	9,400

※ 色コードが入ります。黄色: YE、赤: RE、青: BL、緑: GA、オレンジ: OR、ピンク: PI、ベージュ: BE、黄緑: LE、グレー: GR、ブラウン: BR、紫: VI

サーマルプリンター

カタログ番号	品 名	外寸法	価格(円)
DMLW450	DYMO ラベルライター 450 ターボ	124(W)×184(D)×146(H)mm	77,000

超低温でのクライオサンプル管理に最適、従来チューブよりも高い収納効率!



従来より33%の省スペース化、14%の内容量アップを実現!

- 96本フォーマットで、今までなかったアウターキャップチューブを実現
- キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します
- インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました
- 0.3mL~10.0mL、容量別に幅広いラインナップ
- チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です
- チューブ側面には一次元バーコードが刻印されています
- ※ 0.3mLチューブ側面には二次元バーコードが刻印されています
- 容量により、ジャケットタイプもご用意しています
- ディープブルー以外のカラーキャップ(白・赤・黄・オレンジ・水色・緑)を6色からご選択いただけます(受注生産)
- ラックに一次元バーコードラベルが標準で貼付け済みです
- 二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます
- 液体窒素用フリーズボックス(10×10)に対応する1.5mL/2mLチューブも用意しています



インナーキャップ
チューブ

アウターキャップ
チューブ

内容量が同じでもスペースを取らず、収納量を増やせます



細胞など、液体窒素容器保存に最適な2mLチューブ



組織や種子などの固形物の保存に適した3mLチューブ

0.3mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格 (円)	単価 (円)
WB68-0320-11S	96本×10ラック	○	○	○	○	81,000	84.4
WB68-0320-11N	96本×10ラック	○	○	×	○	75,000	78.1
WB68-0320-10S	960本/バッグ	○	○	○	×	75,000	78.1
WB68-0320-10N	960本/バッグ	○	○	×	×	69,000	71.9

※ジャケットは一体型となります

0.7mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格 (円)	単価 (円)
WB68-0720-11S	96本×10ラック	○	○	○	○	81,000	84.4
WB68-0720-11N	96本×10ラック	○	○	×	○	75,000	78.1
WB68-0700-11S	96本×10ラック	×	○	○	○	81,000	84.4
WB68-0700-11N	96本×10ラック	×	○	×	○	75,000	78.1
WB68-0720-10S	960本/バッグ	○	○	○	×	75,000	78.1
WB68-0720-10N	960本/バッグ	○	○	×	×	69,000	71.9
WB68-0700-10S	960本/バッグ	×	○	○	×	75,000	78.1
WB68-0700-10N	960本/バッグ	×	○	×	×	69,000	71.9

※ジャケットは一体型となります

1.0mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格 (円)	単価 (円)
WB68-1020-11S	96本×10ラック	○	○	○	○	81,000	84.4
WB68-1020-11N	96本×10ラック	○	○	×	○	75,000	78.1
WB68-1000-11S	96本×10ラック	×	○	○	○	81,000	84.4
WB68-1000-11N	96本×10ラック	×	○	×	○	75,000	78.1
WB68-1020-10S	960本/バッグ	○	○	○	×	75,000	78.1
WB68-1020-10N	960本/バッグ	○	○	×	×	69,000	71.9
WB68-1000-10S	960本/バッグ	×	○	○	×	75,000	78.1
WB68-1000-10N	960本/バッグ	×	○	×	×	69,000	71.9

※ジャケットは一体型となります

1.5mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格 (円)	単価 (円)
WB66-1520-11S	48本×10ラック	○	○	○	○	50,400	105.0
WB66-1520-11N	48本×10ラック	○	○	×	○	43,200	90.0
WB66-1520-10S	480本/バッグ	○	○	○	×	40,800	85.0
WB66-1520-10N	480本/バッグ	○	○	×	×	33,600	70.0

※ジャケットは一体型となります

2.0mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格 (円)	単価 (円)
WB66-2020-11S	48本×10ラック	○	○	○	○	50,400	105.0
WB66-2020-11N	48本×10ラック	○	○	×	○	43,200	90.0
WB66-2020-10S	480本/バッグ	○	○	○	×	40,800	85.0
WB66-2020-10N	480本/バッグ	○	○	×	×	33,600	70.0

※ジャケットは一体型となります

3.0mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格 (円)	単価 (円)
WB64-3000-10S	240本/バッグ	×	○	○	×	40,400	168.3
WB64-3000-10N	240本/バッグ	×	○	×	×	33,200	138.3

※チューブは不透明(黒)です

4.0mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格(円)	単価(円)
WB66-4020-11S	48本×10ラック	○	○	○	○	75,900	158.1
WB66-4020-11N	48本×10ラック	○	○	×	○	69,300	144.3
WB66-4020-10S	480本/バッグ	○	○	○	×	69,300	144.3
WB66-4020-10N	480本/バッグ	○	○	×	×	62,700	130.6

※ジャケットは一体型となります

6.0mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格(円)	単価(円)
WB64-6002-11S	24本×10ラック	○	○	○	○	47,800	199.1
WB64-6002-11N	24本×10ラック	○	○	×	○	41,200	171.6
WB64-6002-10S	240本/バッグ	○	○	○	×	41,200	171.6
WB64-6002-10N	240本/バッグ	○	○	×	×	34,600	144.2

※ジャケットは外付となります

10.0mL サンプルチューブ

カタログ番号	入 数	ジャケット	二次元バーコード	滅 菌	ラック	価格(円)	単価(円)
WB64-10020-11S	24本×10ラック	○	○	○	○	55,500	231.3
WB64-10020-11N	24本×10ラック	○	○	×	○	49,100	204.6
WB64-10020-10S	240本/バッグ	○	○	○	×	49,100	204.6
WB64-10020-10N	240本/バッグ	○	○	×	×	42,500	177.1

※ジャケットは一体型となります

専用チューブラック(SBS規格): 滅菌済

カタログ番号	品 名	入 数	価格(円)
WB68-0399-41S	0.3mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	15,400
WB68-0799-41S	0.7mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	15,400
WB68-1020-41S	1.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付) ジャケットチューブ用	10個	15,400
WB68-1000-41S	1.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付) ノンジャケットチューブ用	10個	15,400
WB66-2099-41S	2.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	14,400
WB64-3099-41S	3.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	14,400
WB66-4099-41S	4.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	14,400
WB64-6099-41S	6.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	14,400
WB64-10099-41S	10.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	14,400

専用チューブラック(SBS規格): 未滅菌

カタログ番号	品 名	入 数	価格(円)
WB68-0399-41N	0.3mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	9,400
WB68-0799-41N	0.7mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	9,400
WB68-1020-41N	1.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付) ジャケットチューブ用	10個	9,400
WB68-1000-41N	1.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付) ノンジャケットチューブ用	10個	9,400
WB66-2099-41N	2.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	8,400
WB64-3099-41N	3.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	8,400
WB66-4099-41N	4.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	8,400
WB64-6099-41N	6.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	8,400
WB64-10099-41N	10.0mLチューブ用ラック(一次元バーコード付)	10個	8,400

液体窒素 液相環境でサンプルを安全・確実に保存できるチューブ

コンタミや破損のリスクを軽減させることができるなら、液相保存が生体サンプルには最適です。アイオノマー樹脂製チューブと独自の溶着密閉技術により、使用感は従来のクライオチューブそのままに、液相環境での長期保存に適応しました。



液相の特徴

- 超低温環境 (−196℃) で長期保存に最適
- 液中であれば場所を問わず温度が一定
- × スクリューキャップは液体窒素侵入リスクあり
- × 液体窒素を媒介にコンタミリスクが高い
- × ガラスバイアルは破損の恐れあり

- アイオノマー樹脂を採用。弾力性と柔軟性があり、液体窒素液相 (−196℃) での耐性があります
- サンプル最大容量は1.2mLです
- 電子線滅菌済、バルク包装と個包装パッケージをご用意
- DNase・RNaseフリー、エンドキシシンフリーです
- 検体識別用の各種カラーインサートや、二次元バーコード付インサートをワンタッチでチューブ底面にセット可能
- 専用のSYMSⅢシーラーを用いて、簡単・確実にチューブ上面を熱溶着し、完全密閉します

気相の特徴

- コンタミ源の媒介リスクが低い
- 液相に比べて操作性が良い
- × 液相に比べて温度が高い (−150 ~ −190℃)
- × 液体窒素量に比例して温度が変化する
- × サンプル出し入れの際に温度変動リスクがある

- 開栓は専用ハサミを用いるほか、シリンジポートから穿刺できます
- 専用のSYSOチューブオープナーを用いて、熱線による連続開栓処理も可能です
- 完全密閉のため、液相に保存しても液体窒素の混入リスクがありません
- ISO13485(医療機器の品質保証)を取得済です
- Medical device directive 93/42/CE modified 2007/47/CE (Class II a) に適合します

アイオノマー樹脂とは:エチレン-メタクリル酸共重合体やエチレン-アクリル酸共重合体の分子間を、ナトリウムや亜鉛などの金属のイオンで分子間結合した特殊な構造を有する樹脂のことをいう。ヒートシール性、透明性、強靱性、耐摩耗性、耐低温性等に優れた固体。

Wikipediaより引用



SYMSⅢ 専用ヒートシーラー



SYSO 自動チューブオープナー

専用シーラー SYMSⅢ を用いた閉栓処理



スロットにチューブを差し込みスライドを前方に押し込む



チューブトップが圧着され、加熱シールされる（約2秒）



シールが終わったら、スライドを引き出しチューブを取り出す

サンプルの取出し処理

- チューブの上部を、専用ハサミでカットし、サンプルを取り出してください
- チューブを逆さにして、シリンジで穿刺し吸引することもできます
- オープナーを経由したコンタミネーションのリスクを回避するためには、使い捨てメスなどの使用を推奨いたします
- 自動オープナーSYSOを使用すると、毎回滅菌された状態で、一度に6本まで処理が可能です



チューブシーラー/オープナー

カタログ番号	品 名	価格(円)
025547	SYMSⅢ 専用ヒートシーラー	1,200,000
024922	SYSO 自動チューブオープナー	1,100,000
023836	ハイセキュリティチューブ用ハサミ	9,000



豊富な識別インサート

チューブ/チューブ関連製品

カタログ番号	品 名	入 数	価格(円)	単価(円)
022251	ハイセキュリティチューブ(未滅菌)	100本	19,000	190
023722	ハイセキュリティチューブ(滅菌済、袋入り)※	50本	19,000	380
022252	ハイセキュリティチューブ(滅菌済、個包装)※	20本	14,000	700
024108	カラーインサート(白色)	500個	18,000	36
024109	カラーインサート(青色)	500個	18,000	36
024110	カラーインサート(緑色)	500個	18,000	36
024111	カラーインサート(黄色)	500個	18,000	36
024112	カラーインサート(赤色)	500個	18,000	36
024113	カラーインサート(ピンク色)	500個	18,000	36
024114	カラーインサート(白色・二次元バーコード付)	100個	10,000	100

※二重包装となっており、クリーンルームへの持ち込みも可能です



フリーズボックス対応



ケーン対応



用途に合わせたラインナップと優れた機能が充実した決定版

FluidX製二次元バーコードスキャナーは、検体管理に用いられる二次元バーコード付チューブをラック単位でスキャンし、サンプル情報とラック内位置情報を取得できる装置です。従来のラベルを用いた管理に比べ、効率的でヒューマンエラーのリスクを大幅に軽減した管理を実現します。

■ チューブメーカーを選びません

FluidXをはじめ、Matrix(Thermo)やグライナー、Wheaton、FCR&バイオなど様々なメーカーのチューブに対応します

■ 高速デコード処理

専用デコードエンジンを搭載。スキャン後、高速に二次元バーコードを一括解析しコード化します

■ 柔軟なデータ出力と他システムとの連携機能

CSV出力だけでなく、MS Officeを用いたレポート作成、Excelやデータベースへの更新が可能なODBC接続など、自動化やデータ連携に便利な機能が備わっています

■ セットアップフリー

バーコードやチューブフォーマットを自動識別、誰でも簡単にセットアップが可能です

■ 自動化対応

自動化ストレージや分注ワークステーションとも非常に親和性が高く、容易に自動化システムへの組み込みが可能です



Standard 96 Report Template

Complete 96 Tube Rack Name: _____

User ID: _____

Number of Tubes Decoded: _____

Rack No.	Tube ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	
D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	
E	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	
F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	
G	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	

結露防止機能


凍結サンプルの読取を連続で行うと、読取面の裏側が結露することがあります。スキャナー内にヒーターを搭載することで結露を防止できるモデル（販売終了）や、カメラにより読み取り時間を短縮することで結露を防止するモデルがあります。



通常の読取イメージ



スキャン面が結露した場合の読取イメージ



結露した場合のスキャン結果



凍結保存チューブ読取可能回数

結露防止機能によるスキャン面比較



Cryoモデル



非搭載モデル



短時間読み取りにより結露を防止するCCDモデル

XTR-96 二次元バーコードスキャナー

高速スキャン&デコードを行う普及モデル

- 走査式スキャナーとしては10秒以下の高速スキャン&デコードを実現
- 24本・48本・96本といった様々なチューブフォーマット、各社二次元バーコード付チューブの読取に対応します
- 読取結果はCSV形式だけでなく、データベースへの更新など、上位システムとの連携が容易に行えます
- 一次元バーコードリーダーを使用して、ラック側面の一次元バーコードと読取結果を連動させることが可能です



カタログ番号	品 名	価格(円)
20-2101-A	XTR-96 二次元バーコードスキャナー	820,000
70-2010	XTR-96用 一次元バーコードリーダー	346,000

XTR-96 Cryo 二次元バーコードスキャナー

結露防止ヒーターを内蔵。凍結検体の連続読取に対応

- スキャナー内部にヒーターを装備。凍結チューブを連続的に読取を行ってもスキャナー表面が結露しにくい機構です
- 走査式スキャナーとしては10秒以下の高速スキャン&デコードを実現
- 24本・48本・96本といった様々なチューブフォーマット、各社二次元バーコード付チューブの読取に対応します
- 読取結果はCSV形式だけでなく、データベースへの更新など、上位システムとの連携が容易に行えます
- 付属の一次元バーコードリーダーを使用して、ラック側面の一次元バーコードと読取結果を連動させることが可能です



カタログ番号	品 名	価格(円)
20-2102-D	XTR-96 Cryo 二次元バーコードスキャナー (一次元バーコードリーダー付属)	販売終了

※ XTR-96とXTR-96 Cryo は外見上は同じです

二次元バーコード付チューブを用いた運用



二次元バーコード付チューブ
(様々な種類があります)



二次元バーコードスキャナー
を用いてスキャン実行



ラック内位置情報とバーコード
情報を取得しデータ化



サンプルの収納・取出や
自動並べ替え処理

Perception CCD二次元バーコードスキャナー



様々なチューブ種類、フォーマットに柔軟に対応



フリーズボックスに対応するLFモデル



AcoustiXチューブ対応モデル

安価ながらもコンパクト化と高速処理を実現した最新モデル

- CCDカメラの採用でトータル4秒以下の高速撮影を実現しました
自動化システムへの組み込みも容易です
- 読取結果はCSV形式だけでなく、データベースへの更新など、上位システムとの連携が容易に行えます
- 5×5、9×9、10×10、14×14フリーズボックスに対応するLFモデルもご用意
付属のアダプター利用でSBSラックの読取もできます
- AcoustiXチューブ対応モデルもラインナップ
- 凍結チューブラックの連続読取でも結露しないよう配慮がなされています
- ラック側面の一次元バーコード用オプションが用意されています

カタログ番号	品 名	価格 (円)
20-4018	Perception CCD式HD二次元バーコードスキャナー SBSモデル	980,000
20-4016	Perception CCD式HD二次元バーコードスキャナー LFモデル	980,000
20-4013	Perception CCD式HD二次元バーコードスキャナー AcoustiXモデル	980,000
70-4012	マルチポジションラックリーダー (Perception SBSモデル用)	410,000
70-4013	マルチポジションラックリーダー (Perception LFモデル用)	410,000

XTR-1 Elite 二次元バーコードリーダー

底面バーコードに適したシングルバーコードリーダー

- USBポートに接続するだけですぐに使用できます
- 連続読み取りモードを設定可能です
- チューブ底面をかざすだけで読み取りでき、5mm角の小さなバーコードでも正確に読み取ります
- Bluetooth接続モデルは専用アダプターが付属しており、Bluetoothモジュールを内蔵していないPCでも使用できます (要お問い合わせ)



カタログ番号	品 名	価格 (円)
FLX-20-1003	XTR-1 Elite 二次元バーコードリーダー	410,000

ColdTrackテクノロジー 非接触RFIDタグ管理

霜付きや結露があっても識別OK、RFIDタグを用いた検体管理の新基準

RFID (Radio Frequency IDentification) は非接触ICカードとして普及しているSuicaやEdyに用いられている電波による個体識別技術です。ColdTrackテクノロジーは、-196℃動作保証をした検体管理用RFIDタグにより、検体管理を新たなステージへと導きます。

■ 検体管理に対応する温度レンジ

-196~134℃までの幅広い温度レンジでの耐性を保証します。

■ RFIDを用いたデータ管理

RFIDタグはEPC Class1 Gen2規格に準拠しており、96ビット長コード(TID)により重複なく個体識別されます。

■ 従来管理と共存できるRFIDタグ付インサート

RFIDタグは、チューブ底面にセットできるインサート内にタグとループアンテナが格納されています。

■ 管理を効率化するリーダー

フリーズボックスを一括読取できるBoxMapperと、1本単位の読取ができるリーダーをご用意しています。


■ RFIDならではの高速読取

凍結状態であっても、位置情報とデータ取得をわずか2秒で完了。凍結サンプルへの影響を最小限にとどめます。

■ 上位システムやプログラムからの連携

LIMSや検体管理ソフトウェアで活用できるソフトウェアパッケージと開発ツールをご用意しています。*

※有償となる場合があります



チューブ底面にセットするRFIDタグ付インサート



1~2mLクライオチューブに対応(Wheaton製)



非接触式RFIDリーダー BoxMapper2

カタログ番号	品 名	価格(円)
BM209900000	BoxMapper2-9 非接触式RFIDリーダー (9×9)	お問い合わせ
BM20AA00000	BoxMapper2-10 非接触式RFIDリーダー (10×10)	
SV100000000	シングルチューブ用 非接触式RFIDリーダー	
WI-0001	RFIDタグ付インサート(二次元バーコード無) 500個入	
WI-2001	RFIDタグ付インサート(二次元バーコード有) 500個入	
CL000000100	BoxMapper2対応フリーズボックス用ラベル(RFIDタグ内蔵)	

CryoTrack RFIDタグ包埋ラベル

検体管理ラベルとRFIDタグを融合したハイブリッド技術

RFIDは非接触で検体識別ができる優れた技術ですが、運用や使い勝手の面では幾つもの高いハードルがあります。弊社では、従来から利用されている検体管理ラベルの間に薄層RFIDタグを包埋し、今までの使い勝手はそのままに、非接触での識別を可能にしました。

■ 検体管理に対応する温度レンジ

弊社独自の検証により、液体窒素 液相温度（-196℃）の長期間保存耐性を確認しました。

■ ラベル印刷と同時にRFIDタグ書き込み

ラベル発行時に、印刷とRFIDタグへのデータ書き込みを実施。万が一RFIDタグが故障しても、バックアップが可能です。

■ 使用するチューブを選びません

従来から実績のある検体管理ラベルの使い勝手はそのまま。いまお使いのチューブを変更せずRFID管理に移行できます。

■ 自動チューブラベラーとの連携

自動チューブラベラー Spin Labelerと連携すれば、印刷とデータ書き込みに加え、チューブへの自動貼付まで自動化できます。（要お問い合わせ）

■ RFIDならではの高速読取

専用リーダーライターでは、-150℃凍結状態でもわずか数秒で100本のチューブを一括識別することができます。

※ ボックス内の位置情報を識別することはできません。

■ カスタマイズ可能

サンプル容器のサイズや用途に応じ、ラベルサイズやRFIDタグはカスタマイズ対応が可能です。



超低温耐性ラベルにRFIDタグを包埋



チューブトップ用(上)と巻き付け用(下)



わずか数秒で100本のタグを識別します



超低温耐性を保証するRFIDタグ包埋ラベル

カタログ番号	品 名	価格(円)
18X65RF-400-1	RFIDタグ包埋ラベル(18×65mm) 1巻	28,000
ZD500R-300	ZD500R RFIDリーダーライター搭載プリンター(300dpi)	460,000
BTJ-A3	BarTender Automation ラベルデザインソフトウェア	お問い合わせ
RF-RW01	フリーズボックス対応RFIDリーダーライター	お問い合わせ

Spin Labeler コンパクト・チューブラベラー

フットスイッチ操作で簡単にラベル印刷&貼り付け処理を実行!

チューブサンプルへの識別ラベルの貼り付けは、非常にストレスがかかる作業です。Spin Labelerは、チューブをセットするだけで、ラベルの印刷および巻き付けによる貼り付け処理を自動化でき、クロスコンタミや感染、取り違えリスクを低減化できます。

■ コンパクト設計

設置面積は245(W)×340(D)mmとコンパクトで、少しのスペースで設置可能です。

■ 簡単操作でチューブラベリング

チューブをセットしてフットスイッチを踏む簡単操作で、自動的にラベル印刷とチューブ側面への巻き付け・貼付処理を行います。

■ 様々なチューブに対応

直径8~16mmの様々なチューブに対応。96本クラスターチューブや各種クライオバイアル、採血管ならびに15mL遠沈チューブに対応します。

■ コンタミや感染の防止に


バイアル・チューブに触れることなく貼り付けが出来るためコンタミや感染のリスクを防止できます。

■ RFID対応

無線ICチップ(RFIDタグ)を包埋した特殊ラベルに対応する上位モデルもご用意。(詳細はお問い合わせください)



SET
入れる



チューブをセットします

PUSH
押す



ボタンを押して
スタート

フットスイッチ対応!

OK

できあがり



ラベル印刷+貼り付けを自動で実行

カタログ番号	品 名	価格(円)
SL2	Spin Labeler 自動チューブラベラー	1,360,000
SL2-RF	Spin Labeler 自動チューブラベラー(RFID対応)	1,680,000
SL2-PC	Spin Labeler用制御PC(Windows)	240,000
BTJ-A3	BarTender Automation ラベルデザインソフトウェア	お問い合わせ
CS2015W-U	CODESOFT2015 Winラベルデザインソフトウェア	138,000
12X43-1000-5	チューブ用ラベル(12×43mm) 5巻	80,000
25X60-800-5	チューブ用ラベル(25×60mm) 5巻	80,000
24X60WC-650-5	透明+白ハイブリッドラベル(24×60mm/透明15mm・白45mm) 5巻	90,000
18X65RF-400-1	RFIDタグ包埋ラベル(18×65mm) 1巻	28,000
SL2-PSA10-5	SL2用インクリボン 5巻セット	12,000

※カスタムラベルのご注文も承ります

Sci-Print VX2/VXL 自動チューブラベリングシステム

大量チューブへの自動印刷&貼付処理を高速連続実行

大量のチューブサンプルへのラベル印刷と貼付を、ミスなく連続的に実施するのは大変な労力です。
Sci-Printは様々なチューブへの自動印刷・貼付処理を確実にかつ高速に処理できます。



幅広いレンジのチューブへのラベル印刷・貼付処理に対応



バーコードリーダー対応

■ 幅広い適合性とスループット

0.5~50mL遠沈チューブまでのサイズに対応。
1時間あたり最大425本の高速印刷&貼付処理を実現しました。

■ スケールに応じたラインナップと拡張性

SBS規格ラックを6個搭載できるVX2と12個搭載できるVXLの
2種類をご用意しています。

■ バルクフィーダーとの連携で、より大量処理を

専用バルクフィーダー-VXQと連携すれば、空チューブへの連続的な
ラベル印刷・貼付に対応できます。

■ 送液ポンプで自動分注処理

チューブ供給から開栓、分注、閉栓、ラベル印刷&貼付の一連処理を
自動化できます。

■ バーコードリーダー

チューブ固定の二次元バーコード情報をもとに印刷したり、貼付後の
読取確認が実施可能です。

■ カスタムラック・デッキ対応

ご希望のサイズのチューブ、本数に合わせたラックやデッキの
カスタマイズ対応が可能です。



バルクフィーダー-VXQとVX2(6デッキモデル)との連結例



15mL遠沈管用ラックの設置例



送液ポンプオプション

カタログ番号	品 名	価格(円)
1044	Sci-Print VX2 自動チューブラベリングシステム(6デッキ)	9,800,000
1061	Sci-Print VXL 自動チューブラベリングシステム(12デッキ)	12,800,000
1071	VXQ 自動チューブバルクフィーダー	4,500,000
P1063-SP	送液ポンプオプション(ペリスタリック式)	850,000
P1044-250-000	バーコードリーダーオプション	450,000
2000-XXX	カスタムデッキ(特注)	100,000~

IntelliXcap 自動デキャッパー・キャッパー

開栓・閉栓装置の最新モデル。よりスマート、より確実に自動化を促進

自動デキャッパー・キャッパー IntelliXcapは、同社の自動開栓・閉栓技術の経験と知識を結集して作られた、最新鋭のデキャッパー・キャッパーです。

開栓・閉栓カートリッジを交換することで、複数種類のチューブに対応します。

■ コンパクト設計

ベンチトップで使用でき、圧縮エアなども使用しません。

■ 簡単操作&自動化接続

液晶タッチパネルの表示に従うだけの簡単操作。外部制御機能を搭載しており、自動化システムにも組込可能です。

■ より高速かつ確実に

従来機種よりも25%の高速化を実現。処理が早いだけでなく確実にキャップを開栓・閉栓します。

■ 様々なチューブタイプに対応

SBSサイズのチューブラックであれば、基本的にどのメーカーのチューブでも適合します。

■ 開栓・閉栓カートリッジを採用

開栓・閉栓カートリッジはガイドランスに従うだけで2分以内に簡単に換装可能です。チューブサイズに応じて、96本用／48本用／24本用のモデルがあります。(モデル間に互換性はありません)

■ キャップイジェクションシステム

閉栓処理の際のチューブ落下やミスを防ぐため、排出ロッドがチューブを押し下げ、確実にチューブやキャップを排出します。

■ カスタムメイドにも対応

もし、ご使用のチューブが自動化対応ではない場合、弊社までご相談ください。専用アダプターラックなどの対応も可能です。



IntelliXcap 96の開栓処理



開栓・閉栓カートリッジ

モデル	IntelliXcap 96／48／24
処理速度	20秒以下(チューブ種類に依存)
対応ラック	SBSサイズラック
制御部	カラー液晶タッチパネル
インターフェイス	RS232
電源	AC100V 50/60Hz 600VA
外寸法	260(W)×470(D)×370(H) mm

カタログ番号	品名	価格(円)
46-8012	IntelliXcap 96 自動デキャッパー・キャッパー(96本ラック用・一括処理モデル)	7,800,000
46-8011	IntelliXcap 48 自動デキャッパー・キャッパー(48本ラック用・一括処理モデル)	7,800,000
46-8010	IntelliXcap 24 自動デキャッパー・キャッパー(24本ラック用・一括処理モデル)	7,800,000
48-8013-XX*	開栓・閉栓カートリッジ(IntelliXcap 96用)	400,000
48-8015-XX*	開栓・閉栓カートリッジ(IntelliXcap 48用)	400,000
48-8017-XX*	開栓・閉栓カートリッジ(IntelliXcap 24用)	400,000

※ IntelliXcap本体には開栓・閉栓カートリッジが1種類付属します

* ご使用のチューブによりカートリッジが異なります。詳細はお問い合わせください

1列単位でチューブの開栓・閉栓が行える、扱いやすい半自動タイプ

APERIO 半自動デキャッパ・キャッパ

APERIOはスクリーキャップ式チューブを1列単位
(96本ラック:8本単位、48本ラック:6本単位)で簡単に開栓・閉栓できる半自動モデルです。

■ コンパクト設計

コンパクトで、圧縮エアなども使用しないためクリーンベンチやドラフト
チャンバー内に設置して使用可能です。

■ 簡単操作

操縦桿タイプのハンドルを握り、上下&回転動作で簡単に操作が出来ます。

■ すばやく開栓・閉栓

ボタンを押すだけで約10秒で開栓・閉栓処理を完了します。

■ コンタミの防止に




電動モーターによりチューブに手を触れず処理できるため、サンプルのコンタミ
や液跳ねによる感染を防止します。

■ 2ステージ搭載

開栓・閉栓時のキャップを退避・移送できるように、左右に移動できるチューブ
ラックステージを2箇所搭載しています。



APERIOの基本アクション



モデル	APERIO
対応ラック	SBSサイズラック
キャップ	内ネジ・外ネジ(ヘッド交換可能)
処 理	開栓・閉栓・キャップ排出
電 源	AC100V 50/60Hz 500VA
サイズ	345 (W)×312 (D)×343 (H) mm
重 量	6.2kg



カタログ番号	品 名	価格(円)
46-6502	APERIO 8 半自動デキャッパ・キャッパ 96本ラック用(アウターキャップ)	1,680,000
46-6601	APERIO 8 半自動デキャッパ・キャッパ 96本ラック用(MATRIXチューブ)	2,080,000
46-6511	APERIO 6 半自動デキャッパ・キャッパ 48本ラック用(アウターキャップ)	1,680,000
46-6521	APERIO 4 半自動デキャッパ・キャッパ 24本ラック用(アウターキャップ)	1,680,000

※インナーキャップ用はお問い合わせください

TABLE OF CONTENTS

■ 検体管理ソフトウェア SampleConductor Pro	2
■ 関連製品・アクセサリ	6
一次元・二次元バーコードリーダー	6
CryoCeps クライオチューブ・グリッパー	6
■ 消耗品(フリーズボックス)	7
■ 搬送容器	8
CryoHandy 生体試料搬送容器(小型ドライシッパー)	8
CryoPod Carrier ポータブルLN ₂ サンプルキャリアー	8
BioT ULTトランスポーター	8
■ 検体識別用ラベル・プリンター	9
BRADY社 ラベルプリンター	10
ラベルデザインソフトウェア	11
GA INTERNATIONAL社 凍結保存用ラベル	12
■ 二次元バーコード付サンプルチューブ	13
■ High Security Tube 液体窒素液相保存対応チューブ	16
■ ラック一括読取 二次元バーコードスキャナー	18
XTR-96 二次元バーコードスキャナー	19
Perception CCD二次元バーコードスキャナー	20
XTR-1 Elite 二次元バーコードリーダー	20
■ RFID関連製品	21
■ チューブラベラー・ラベリングシステム	22
Spin Labeler コンパクト・チューブラベラー	23
Sci-Print VX2/VXL 自動チューブラベリングシステム	24
■ キャップパー・デキャップパー	25
IntelliXcap 自動デキャップパー・キャップパー	25
APERIO 半自動デキャップパー・キャップパー	26



※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

販売店



ワケンビーテック株式会社
WAKEN  TECH CO., LTD.

西日本営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1
TEL(077)568-2911/FAX(077)568-2944
東日本営業部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2丁目10番22号
TEL(03)5661-3220/FAX(03)5661-3230

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ

 **0120-749-810**

携帯電話・PHSからご利用いただけます

営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00(祝祭日・弊社休日は除く)

