




銅祭

DOU★MATSURI

SALE
30% OFF
キャンペーン

期間

2024年5月15日(水)～2024年8月20日(火) 受注分まで

定期的に
庫内清掃しないとカビが…
観察装置や培養容器が
あるから掃除が…
実験が忙しくて掃除に
手が回らない…
そもそも掃除が面倒…
めんどろ…銅??



実際の
お客様の声

加湿水の追加だけで運用が楽!

加湿水の交換時にバットを都度洗っていましたが、銅チャンバーでは水の追加だけで問題がなくなり運用面が楽になりました。

一年以上のコンタミなし!!

購入してから一年以上コンタミがありません。使用していくと酸化して黒ずんでいくのですが、CO₂インキュベーター独特の臭気が全くしません。

水の汚染なし!!

約1年使用しておりますが、コンタミがありません。また水の汚染が全くありません。


100%純銅チャンバーは、
その高い導電性と抗菌性により、
微生物の成長を抑制し、清潔な環境を維持します。
また耐久性にも優れており、
長期間にわたって安定した性能を提供します。
つまり銅の性質により、追加の除染剤による除染や、
水への添加物が不要なため、クリーニングおよび
メンテナンスが容易になります。

日々のクリーニングを
簡単にするためには…


**100%純銅
チャンバーが
その問題を解決します!!**



100%純銅チャンバーだからできるコンタミ対策の確かな**効果と安全性**



■ 99%純度 ■ 80%純度 ■ 55%純度 ■ ステンレス



■ 55%純度(新品) ■ 90%純度(新品) ■ 99%純度(新品)
■ 55%純度(酸化) ■ 90%純度(酸化) ■ 99%純度(酸化)



利点1

加湿水の追加だけで運用が楽!

純度100%の銅は、表面の菌や微生物を素早く除去し、コンタミネーションリスクを軽減します

利点2

時間経過とともに効果向上!

酸化した銅はイオンの含有量が多く、通常と比べても抗菌力が向上することが証明されています。

利点3

細胞への安全性保障

銅イオンは空气中を伝播することがなく、細胞に悪影響を与えません。また加湿用蒸留水の水質も維持します。

※利点1、利点2のデータに関してはThermo Fisher Scientific社のデータになります。



ワケンビーテック株式会社

キャンペーン対象品は
裏面をチェック!!

期間
限定

30%OFF

銅チャンバーモデルキャンペーン!!



フォーマ ステリサイクルCO₂インキュベーター 銅チャンバーモデル

- ★視覚的操作で使いやすい、カラー液晶タッチパネル (iCAN) 搭載
- ★180℃でチャンバー内を乾熱滅菌するSteri-Run機能搭載
- ★内蔵HEPAフィルターによりISOクラス5の清浄度を素早く実現
- ★O₂ (低酸素) 制御機能を選択可能 (オプション)
- ★ドア開閉による環境変化を最小限に抑えます。(セルロッカーシステム)
- ★クロスコンタミネーションの軽減(セルロッカーシステム)

i160



セルロッカー
システム



i250



HERAcell CO₂インキュベーター銅チャンバーモデル

- ★視覚的操作で使いやすい、カラー液晶タッチパネル (iCAN) 搭載
- ★90℃でチャンバー内を湿熱除染できるContraCon機能搭載
- ★O₂ (低酸素) 制御やIR (赤外線) 式CO₂センサーを選択可能 (オプション)
- ★加湿水の水位が下がったらアラームで知らせるセンサー付

扉は通常左開きです。
ご注文時にドア開閉方向が指定可能です。

150i



240i



CelCulture CO₂インキュベーター 銅チャンバーモデル

- ★素早い温度復帰性能
- ★外装にISOCIDE™抗菌パウダーコーティング
- ★O₂ (低酸素) 制御機能を選択可能 (オプション)
- ★外部データ出力機能搭載可能 (オプション)

CelCulture



	Thermo Fisher Scientific			Thermo Fisher Scientific		ESCO
	フォーマ ステリサイクル			HERAcell		CelCulture
カタログ番号	51033566	51033986	51033606	51032874	51032880	2170228
品 名	i160	セルロッカーシステム	i250	150i	240i	CCL-050B-7-CU
希望小売価格(税抜)	1,680,000	2,250,000	2,400,000	1,230,000	1,790,000	920,000
キャンペーン価格(税抜)	1,176,000	1,575,000	1,680,000	861,000	1,253,000	644,000
チャンバー容量 (L)	165	165	255	151	238	50
温度制御	ダイレクトヒート	ダイレクトヒート	ダイレクトヒート	ダイレクトヒート	ダイレクトヒート	ダイレクトヒート
温度範囲	室温 +3~55℃	室温 +3~55℃	室温 +3~55℃	室温 +3~55℃	室温 +3~55℃	室温 +5~60℃
コンタミ対策	180℃乾熱滅菌	180℃乾熱滅菌	180℃乾熱滅菌	90℃湿熱除染	90℃湿熱除染	×
内部フィルター	○	○	○	×	×	×
CO ₂ センサー	IR	IR	IR	T/C or IR (オプション)	T/C or IR (オプション)	IR
O ₂ センサー	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
加湿方式	自然蒸発式	自然蒸発式	自然蒸発式	自然蒸発式	自然蒸発式	自然蒸発式
外寸法 (W×D×Hmm)	642×883×903	642×883×903	779×937×971	662×790×870	804×840×940	513×504×655
棚板数 (枚)	3 (最大11)	セルロッカー 6個 ^{※1}	3 (最大12)	3 (最大10)	3 (最大12)	3 (最大4)
棚寸法 (W×Dmm)	423×465	160(W)×350(D)×130(H) ^{※2}	560×500	423×465	560×500	305×340

※1 セルロッカーは別売り ※2 セルロッカー内寸法

※価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格に消費税は含まれておりません。本製品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。



ワケンビーテック株式会社

WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL (03) 5621-2420 / FAX (03) 5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL (077) 561-0081 / FAX (077) 561-0082

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810

営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00 (祝祭日・弊社休日を除く)



<https://www.wakenbtech.co.jp>

販売店