

タカラバイオ社 Clontech PCR Thermal Cycler GP (製品コード : WN400)

ソフトウェアアップグレードのご案内

この度、Clontech PCR Thermal Cycler GP のアップグレード (Ver. H20230214) がご利用可能になりましたので、ダウンロードのご案内を申し上げます。

■ 対象ソフトウェアバージョン : Ver. H20221020

※System 画面のソフトウェアバージョンをご確認ください。

■ ソフトウェアの変更内容

1. Admin パスワードを変更不可に変更
2. ヒートリッド設定項目で「The Program does not start until the lidreaches the Specified temperature」を選択した場合のヒートリッドアイコン色の修正
3. その他軽微なバグ等の修正

■ アップグレード後のバージョン : Ver. H20230214

■ アップグレード用ファイル : mu155_j