

レイニン春の NanoRep キャンペーン

NanoRep 1台につきチップ25本! プレゼント



電動連続分注器NanoRep、本体1台につきシリンジチップを1箱プレゼントいたします。

■ NanoRep 【キャンペーン対象機種】

30568171 NanoRep electronic repeater pipette (NanoRep本体、充電ケーブル、ハンガアップ)

【主な特長】

- 100nL (0.1 μ L) からの分注
- 非接触分注 "No Touch Off" でコンタミネーションリスクを低減
- 3種類のチップで100nL-50mLをカバー! ・高粘度、高密度、揮発性のサンプルに最適!

■ 対象シリンジチップ (下記3品番限定)

品番	製品名	内容	希望チップ
30575777	NanoRep syringe tip, 0.1 mL (100 μ L) Sterile 25/1	滅菌済、シリンジチップ25本入り	
30575779	NanoRep syringe tip, 10 mL Sterile 25/1	滅菌済、シリンジチップ25本入り	
30575781	NanoRep syringe tip, 50 mL Sterile 25/1	滅菌済、シリンジチップ25本入り (アダプター1個付属)	

その他付属品の詳細はカタログをご覧ください。

■ キャンペーンお申込み方法

※当キャンペーンを活用してNanoRepをご検討の方は、メトラー・トレドレイニンの営業担当か、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛けください。お見積もりを発行いたします。

キャンペーン期間: 2024年4月1日~2024年5月31日 (ご注文分)

METTLER TOLEDO



Buy
1 Get 25
Syringe
Tips!



NanoRep用シリンジチップ

技術仕様 | NanoRepシリンジチップ

チップ容量 mL	系統誤差			最小分注 容量* μL	最小可変 容量** μL
	10%	50%	100%		
0.1	10 μL ± 1.6%	50 μL ± 0.9%	100 μL ± 0.9%	0.1	0.01
10	1 mL ± 0.4%	5 mL ± 0.4%	10 mL ± 0.3%	10	1
50	5 mL ± 0.25%	25 mL ± 0.25%	50 mL ± 0.25%	50	5

チップ容量 mL	偶然誤差		
	10%	50%	100%
0.1	10 μL ≤ 2.5%	50 μL ≤ 0.8%	100 μL ≤ 0.5%
10	1 mL ≤ 0.35%	5 mL ≤ 0.2%	10 mL ≤ 0.15%
50	5 mL ≤ 0.45%	25 mL ≤ 0.2%	50 mL ≤ 0.1%

*最小 分注容量 = 最小吐出量/チップ

**最小 可変容量 = 最小調整容量/チップ

アプリケーション

- PCR
- ELISA
- NGS
- フローサイトメトリー
- 酵素アッセイ
- 細胞ベースアッセイ
- タンパク質濃度
- 液体クロマトグラフィー
- ファージディスプレイ

- タンパク質抽出 DNA/ RNA 抽出
- タンパク質濃度
- サンプル前処理
- アッセイのセットアップ
- 試薬のセットアップ
- キットの製造
- 血漿の調製
- フォーマット転送

容器

- マイクロ遠心チューブ
- PCRストリップチューブ
- 6、24、48、96、384ウェルプレート
- 培養フラスコ
- HPLC/バイアル
- セル

液体

- 水性:** 緩衝液、培地
- 粘性:** グリセロール、タンパク質、抗体、マスターミックス
- 揮発性:** エタノール、メタノール、アセトニトリル
- その他:** 酸、塩基、DMSO、クロロホルム

注記: NanoRepは上記以外のアプリケーション、容器、サンプルにも対応しています。上記はあくまでも参考例です。

注文情報

製品	内容	品番
NanoRep電動連続分注器	電動連続分注器、充電ケーブル、ハンガアップ、10 mLシリンジチップ	30568171
NanoRepシリンジチップ、0.1 mL (100 μL)、100/1	1パック、チップ100個入	30575705
NanoRepシリンジチップ、0.1 mL (100 μL)、滅菌済、25/1	1パック、チップ25個入、滅菌済	30575777
NanoRepシリンジチップ、10 mL、100/1	1パック、チップ100個入	30575707
NanoRepシリンジチップ、10 mL、滅菌済、25/1	1パック、チップ25個入、滅菌済	30575779
NanoRepシリンジチップ、50 mL、25/1	1パック、チップ25個入	30575789
NanoRepシリンジチップ、50 mL、滅菌済、25/1	1パック、チップ25個入、滅菌済	30575781
NanoRepスタンド	ピペットスタンド、充電非対応	30575784
NanoRep充電ケーブル	充電ケーブル	17012878
NanoRep 3 ハングアップアクセサリ	レールハンガアップ NanoRep RP	30584027

www.mt.com

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
TEL:03-5815-5515

©04/2024 Mettler-Toledo K.K.,
Printed in Japan 00000000

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません